

RESUMEN POSTER

TÍTULO

CENTRALIZACIÓN DEL REPROCESADO DE LAS PROTECCIONES OCULARES FRENTE AL SARS-COV-2 EN LA UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

INTRODUCCIÓN

Debido a la llegada de la pandemia por el SARS-CoV-2, en un momento en que los equipos de protección individual eran limitados, nace la necesidad de reutilizar de manera segura las protecciones oculares (P.O.) del personal sanitario.

OBJETIVOS

Describir la centralización y los diferentes métodos del reprocesamiento de PO en el Servicio de Esterilización de nuestro hospital desde Mayo de 2020 a Marzo de 2022.

MATERIAL Y MÉTODO

Ante la presión asistencial se decide la centralización de la desinfección de P.O. y se elabora un circuito de recogida y transporte a la central de Esterilización.

Ante el desconocimiento del comportamiento del virus, al principio se realiza alta desinfección con ácido peracético.

Cuando los casos disminuyen se realizan varias pruebas y se observa que resisten temperaturas de más de 60º por lo que se mecaniza el proceso.

En la 6ª ola se divide el circuito de gafas, continuando éstas el proceso mecánico, y las pantallas comienzan a desinfectarse con amonio cuaternario, diseñando para éstas un nuevo circuito.

RESULTADOS

Durante este periodo se entregaron un total de 127185 pantallas y 176376 gafas, coincidiendo el mayor número de P.O. dispensadas en los meses de mayo de 2020, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021, enero y febrero de 2022, coincidente con los mayores picos de ingresos por sars-cov 2 del hospital.

CONCLUSIONES

VI JORNADA

DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN
Y ESTERILIZACIÓN

27 DE MAYO DEL 2022

Murcia



Formato híbrido:
presencial y online

La realización de la limpieza y desinfección de las P.O. por un equipo experto garantiza la seguridad de su uso y disminuye la presión sobre el personal asistencial.